



Microtubes à centrifuger avec bouchon-pression bloquant




Couvercles avec crochet de blocage pratiques et pouvant être percés, spécialement conçus pour être manipulés d'une seule main

- Polypropylène (PP)
- Gradués
- Bouchon plat et perçable
- Protection de l'échantillon par le crochet bloquant toute ouverture intempestive du bouchon
- Zone inscriptible
- Autoclavable, peut supporter des températures allant jusqu'à -86°C
- Exempt d'ADNase, d'ARNase et de pyrogène
- Facile à utiliser d'une seule main
- Applications :
 - Préparation d'échantillons
 - Stockage et transport d'échantillons
 - Centrifugation



Bouchon-pression bloquant à crochet



	Réf. cat.	Capacité, ml	Couleur	Fond	FCR max. (xg)	Diamètre, mm	Longueur, mm	Stérile	Qté par emballage
1	15422545	0,5	Naturelle	Conique	30 000	10	30	Non	500
2	15432545	1,5	Naturelle	Conique	26 000	13	39	Non	500
3	15442545	2,0	Naturelle	Rond	25 000	13	40	Non	500